

Setting Baud rate at Lantronix Devices

For LAN communication with LAB/HP, LAB/SMS, LAB/SMP and EAC-S must be the Baud rate of the Lantronix Device change to 115200 Baud. All other settings should be unchanged. (Factory default).

LAB/HP, LAB/SMS, LAB/SMP and EAC-S 系列通过 LAN 口通信必须通过“Lantronix”软件更改波特率为 115200. 其他所有的设置不需要更改。(保持厂家默认)

Web interface

- Connect the device to the Lantronix program “DeviceInstaller”.
打开软件“Lantronix”并连接设备。
- Choice „Web Configuration“.
单击“Web Configuration”。
- Connect
单击转到图标。
- Choice „Serial Settings“.
选择“Serial Settings”选项。
- Change Baud rate to 115200 Baud.
选择波特率为 115200。
- Confirm with „Ok“-button.
单击 OK 完成设置。



